

Осветитель эндоскопический Аксиома-Сервис ОЭКГМ тип 15

ФСР 2010/07029

тип лампы металлогалоидная, световодных выходов 1 шт., 5600 К, холодный белый свет, срок службы 1500 ч, освещенность 20000 Лк, размеры 320×260×75 мм, масса 3.5 кг

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

Тип лампы	металлогалоидная
Количество световодных выходов	1
Цветовая температура	5600 К
Группа цветовой температуры	холодный белый
Средний срок службы лампы	1500 ч
Потребляемая мощность	60 Вт
Рабочая освещенность операционного поля	20000 Лк
Избыточное давление воздуха	23 кПа
Скорость подачи воздуха	4 л/мин
Скорость подачи воды	200 мл/мин
Размер	320×260×75 мм
Вес	3.5 кг