

Осветитель налобный Dr KIM DKH-50

РЗН 2017/5939

крепление шлем-оголовье, источников света - 2,
100000 лк, бестеновой, литий-ионный аккумулятор,
вес 104 г

Dr-Kim Co., Южная Корея



Светодиод

Крепление	шлем-оголовье
Количество источников света	2 шт.
Яркость света	100000 лк
Время непрерывной работы	12 ч
Регулировка светового пятна	Да
Бестеновой	Да

Аккумулятор

Тип аккумулятора	литий-ионный
------------------	--------------

Общее

Вес	104 г
-----	-------

Дополнительные характеристики

Осветитель налобный Dr Kim DKH-50 - инновационная версия бестенового налобного осветителя, двухточечное крепление, максимум регулировок. Мощный свет до 100 000 Люкс. Не имеет аналогов в мире! Возможность подключения видеокамеры «глазами хирурга». Время работы не ограничено, за счет двух аккумуляторов, которые легко поменять, не снимая осветитель с головы.

Особенности:

- бестеновой осветитель;
- беспроводная конструкция;
- автоматическое включение / выключение;
- двухточечный тип крепления (кламмерная фиксация);
- яркость - до 100 000 люкс;
- плавная регулировка яркости;
- LED источник (Cree Inc., USA);

- ресурс работы - 50 000 часов;
- время работы на одном аккумуляторе - от 6 до 12 часов;
- вес - 104 г.