

Осветитель налобный Heinemann Clar S

РЗН 2016/3928

крепление шлем-оголовье, источников света - 1

G. Heinemann Medizintechnik GmbH, Германия



Светодиод

Крепление	шлем-оголовье
Количество источников света	1 шт.

Дополнительные характеристики

Налобный осветитель Clar S.
Артикул: 006-0812106.
осветитель в комплекте с вогнутым зеркалом 55 мм, регулируемым эргономичным оголовьем и кабелем длиной 2 м с заглушками.