

Осветитель налобный Heinemann OP LED

РЗН 2016/3928

крепление шлем-оголовье, источников света - 1,
температура цвета 6000 К, диаметр светового пятна
11-130 мм, литий-ионный аккумулятор, вес 350 г

G. Heinemann Medizintechnik GmbH, Германия



Светодиод

Крепление	шлем-оголовье
Количество источников света	1 шт.
Температура цвета	6000 К
Время непрерывной работы	3.5 ч
Регулировка светового пятна	Да
Диаметр светового пятна	11-130 мм

Аккумулятор

Тип аккумулятора	литий-ионный
------------------	--------------

Общее

Вес	350 г
-----	-------

Дополнительные характеристики

Налобный осветитель OP LED.

Артикул: 006-08795-W - с белым оголовьем.

Артикул: 006-08795-S - с чёрным оголовьем.

Мощный фокусируемый налобный фонарь с высокоэффективным белым светодиодом. Литий-ионный аккумулятор, встроенный в оголовье, делает эту легкую и удобную модель особенно подходящей для мобильных приложений.

Основные характеристики:

Общий вес: 350 г (с аккумулятором на повязке).

Время зарядки: около 4 ч при полностью разряженном состоянии.

Время работы: около 3.5 часов.
Рабочее расстояние: 20-60 см.
Освещаемое поле: 11-130 мм.
Цветовая температура: около 6000 К.