


осветитель таблиц

Белмедматериалы СЗАО, Беларусь



Вид	осветитель таблиц
Лампа	светодиодная

Осветитель таблиц для проверки зрения ОТ (Белмедматериалы) предназначен для проверки остроты зрения во врачебных кабинетах лечебно-профилактических и медицинских учреждений.

- корпус осветителя изготовлен из тонколистовой стали;
- экран с подсветкой светодиодными лампами;
- работает от сети переменного тока частотой 50Гц с напряжением 220В;
- освещенность экрана не менее 700 Лк.