

Отсасыватель Каскад-ФТО ОХ-Д-УНИВАК

ФСР 2012/13118

вакуум 19.6 кПа, объем 0.5 / 1 л, контейнеры 2 шт.

КАСКАД-ФТО ООО, Россия



Характеристики

Вакуум	19.6 кПа
Объем контейнера	0.5 / 1 л
Количество контейнеров	2 шт.

Описание

ОХ-Д-УНИВАК(4-8) предназначен для дренирования ран и торакальных процедур. Аспиратор адаптирован к длительной непрерывной работе. Конструкция прибора включает в себя два независимых насоса. Каждый из пары насосов обеспечивает производительность по 4 литра в минуту. Использовать их можно как по одному, так и совместно. Доступен функционал автоматического включения/отключения с привязкой к настраиваемым пороговым значениям вакуума. Нижний порог можно задавать в диапазоне от 5 до 199 см водяного столба, а верхний — от 6 до 200. Настройка ступенчатая, с шагом 1 см водяного столба.