

Отсасыватель хирургический электрический Armed 7A-23D

ФСЗ 2008/02041

вакуум 90 кПа, объем 2.5 л, контейнеры 2 шт.,
антибактериальный фильтр

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Вакуум	90 кПа
Объем контейнера	2.5 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Armed 7A-23D – хирургический аспиратор, предназначенный для отсасывания жидкостей, газов и мелких частиц тканей в процессе оперативного вмешательства. Прочный корпус и простая конструкция делают этот прибор незаменимым для хирургических и послеоперационных отделений больниц.