

Отсасыватель хирургический электрический Armed 7A-23B

ФСЗ 2008/02041

вакуум 90 кПа, объем 2.5 л, контейнеры 2 шт.,
антибактериальный фильтр

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Вакуум	90 кПа
Объем контейнера	2.5 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Armed 7A-23B – хирургический отсасыватель, который используется в клинических условиях для удаления избытка жидкостей при проведении хирургических манипуляций. Компактность и универсальность прибора делают его незаменимым при осуществлении различных манипуляций.