

Отсасыватель хирургический электрический Armed 7D

ФСЗ 2008/02041

вакуум 75 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Вакуум	75 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

ARMED 7D - портативный медицинский отсасывательпредназначен для удаления биологических материалов во время проведения хирургических вмешательств и послеоперационный период. Широко используется в гинекологических и хирургических отделениях, перевязочных, является незаменимым во время транспортировки пациента в медицинское учреждение. Возможна работа отсасывателя от различных источников энергии, таких как сеть переменного тока, встроенная АКБ, бортовая сеть.