

Отсасыватель хирургический электрический Armed 7E-A

ФСЗ 2008/02041

вакуум 75 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Вакуум	75 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Armed 7E-A - портативный аспиратор, который используется для отсасывания крови и других жидкостей во время проведения операций и в период восстановления после хирургического вмешательства. Корпус прибора выполнен из прочного пластика, который защищает аппарат от механических повреждений и коррозии.