

Отсасыватель хирургический электрический Armed 7E-B

ФСЗ 2008/02041

вакуум 75 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Вакуум	75 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Armed 7E-B – портативный и функциональный аспиратор, который используется для отсасывания жидкостей и кусочков тканей в процессе операций и в послеоперационный период. Прибор отличается высокой производительностью и простотой эксплуатации.