

Отсасыватель ОХИП-1-01 Элема-Н

ФСР 2008/02276

вакуум 85 кПа, объем 2.5 л, контейнеры 2 шт.,
антибактериальный фильтр

Элема-Н ООО, Россия



Характеристики

Вакуум	85 кПа
Объем контейнера	2.5 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

ОХИП-1-01 предназначен для удаления воздуха и жидкости из ран во время проведения хирургических вмешательств и в послеоперационный период. Широко используется в родильных и детских отделениях, лор кабинетах, стоматологии, гинекологии, в реанимационных и операционных палатах.