

Отсасыватель ОХПУ-4-01 Элема-Н

ФСР 2008/02277

вакуум 85 кПа, объем 5 л, контейнеры 2 шт.,
антибактериальный фильтр

Элема-Н ООО, Россия



Характеристики

Вакуум	85 кПа
Объем контейнера	5 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Отсасыватель **ОХПУ-4-01 Элема-Н** обладает следующими функциональными особенностями:

Конструкция:

- Металлический корпус с порошковым полимерным покрытием.
- Может устанавливаться на мобильную подставку на колесных опорах.



- Комплектуется аспирационными поликарбонатными банками на 2.5 л с закручивающимися крышками. По дополнительной заявке вместо поликарбонатных банок может комплектоваться стеклянными банками ТВИСТ на 2 л с металлическими крышками.

- Оборудован ручкой для переноски и опорами для установки.

Функционал:

- Имеет 2 режима работы: постоянный и интермиттирующий, при котором откачка происходит во время удержания в нажатом состоянии специальной интермиттирующей педали.