

Аспиратор Medist MEVACS (40)

ФСЗ 2010/07693

вакуум 93 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	93 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Mevacs M40 является медицинским отсасывателем с высокой мощностью отсасывания, простотой управления и содержания и высокой надежностью. В аппарат встроен безмасляный вакуумный насос, который не требует обслуживания и создает высокий уровень вакуума. Основные области применения: хирургия, нейрохирургия, кардиохирургия, пластическая хирургия, траумохирургия, ортопедия, реанимационные отделения, гинекология, терапевтические отделения, эндоскопия. Имеет место простое управление кнопками мембранной клавиатуры со звуковым сигналом и с наглядной световой индикацией достигнутого уровня вакуума.