

Аспиратор Medist MEVACS (50)

ФСЗ 2010/07693

вакуум 93 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	93 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

MEVACS M50 является портативным медицинским вакуумным аспиратором с чрезвычайно высокой повышенной мощностью пульсирующего отсасывания. Прибору свойственно простое эргономичное управление и простое содержание, высокая рабочая надежность. В него встроен безмасляный фракционированный вакуумный шприцевый насос, который фактически не требует технического обслуживание и установлен высокий необходимый уровень чрезмерного вакуума. Имеет место очень простое электронное управление цветными кнопками химической мембранной пленочной клавиатуры со предупреждающим звуковым световым сигналом и с весьма наглядной тревожный световой светодиодной индикацией достигнутого критического уровня чрезмерного вакуума. Низкий стандартный уровень шума и автоматическое микропроцессорное удаленное управление задаваемым уровнем чрезмерного вакуума. Области специализированного применения прибора: эстетическая хирургия, нейрохирургия, кардиохирургия, пластическая эстетическая хирургия, траумохирургия, ортопедия, реанимационные и травматологические отделения, оперативная гинекология, терапевтические отделения, плановая эндоскопия.