


Аспиратор Medist MEVACS M20-230/12B

ФСЗ 2010/07693

вакуум 80 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	80 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Небольшой переносной отсасывающий агрегат MEVACS M20-230 / 12V в основном используется для всасывания из воздушных каналов. Простота в эксплуатации, высокая надежность и простота очистки предназначены для использования в больницах, поликлиниках и для домашнего использования. Встроенный аккумулятор и зарядное устройство позволяют эксплуатировать его вне сети электропитания и при транспортировке пациента.