

Аспиратор Medist MEVACS M20

ФСЗ 2010/07693

вакуум 82 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	82 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Mevacs M20 является медицинским аспиратором с тремя разными режимами отсасывания. Это делает возможным его применение не только для отсасывания жидкости из верхних дыхательных путей, но и для дренажа грудной клетки. Аппарат подходит как для деликатного кратковременного удаления небольших объемов жидкости, так и для длительного дренажа. Присутствует очень низкий уровень шума, а наличие непрерывного хода и удобного вакуумметра обеспечивают высококачественный дренаж грудной клетки. Используется в реанимационных отделениях, хирургии, ортопедии, травматологии, амбулатории, терапевтических отделениях.