

Аспиратор Medist MEVACS M20D

ФСЗ 2010/07693

вакуум 70 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	70 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Три различных режима всасывания позволяют использовать специальный блок всасывания MEVACS M20D не только для дренирования грудной клетки, но и для всасывания из дыхательных путей. Очень низкий уровень шума, непрерывная работа и контроль вакуумметра обеспечивают высокое качество дренажа грудной клетки.