

Аспиратор Medist MEVACS M30-230/12B

ФСЗ 2010/07693

вакуум 82 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	82 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Универсальный операционный отсос. Простое управление, высокая надежность и простота очистки предназначены для использования в больницах, поликлиниках, на дому и для спасательных работ. Встроенный аккумулятор и зарядное устройство позволяют эксплуатировать его вне сети электропитания и при транспортировке пациента.