

Аспиратор Medist MEVACS M30

ФСЗ 2010/07693

вакуум 82 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	82 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Mevacs M30 является портативным медицинским отсасывателем с высокой мощностью отсасывания. Прибор прост в управлении и содержании, обладает высокой надежностью. В комплект входит безмасляный вакуумный насос, не требующий обслуживания. Основные области применения: хирургия, нейрохирургия, гинекология, эндоскопия, амбулатория, терапевтические отделения, скорая медпомощь, др. Создает высокий уровень вакуума. Имеет высокую мощность отсасывания, клапан для регулировки вакуума и очень низкий уровень шума.