

Аспиратор Medist MEVACS M38

ФСЗ 2010/07693

вакуум 93 кПа, объем 2 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	93 кПа
Объем контейнера	2 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Высокоэффективные отсасывающие устройства MEVACS M38 и MEVACS M46 доступны для использования во всех видах хирургии, гинекологии, липосакции и при аспирации для хирургических пациентов в отделениях AR-UIС. Всасывающий микробиологический фильтр является гидрофобным (исключает проникновение жидкости в вакуумный насос и защищает его от повреждений) с очень высокой бактериальной эффективностью – до 99,99999% частиц размером более 0.027 микрон (что меньше, чем у гепатита А, В и С).