

Аспиратор Medist MEVACS M46

ФСЗ 2010/07693

вакуум 93 кПа, объем 2 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	93 кПа
Объем контейнера	2 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Mevacs M46 представляет собой более производительную из двух моделей-«близнецов» в одинаковых корпусах. У Mevacs M38 минутная производительность меньше на 10 литров. В остальном модели одинаковые. Высокоэффективные отсасывающие устройства MEVACS M38 и MEVACS M46 доступны для использования во всех видах хирургии, гинекологии, липосакции и при аспирации для хирургических пациентов в отделениях AR-UIC. Всасывающий микробиологический фильтр является гидрофобным (исключает проникновение жидкости в вакуумный насос и защищает его от повреждений) с очень высокой бактериальной эффективностью – до 99,99999% частиц размером более 0.027 микрон (что меньше, чем у гепатита А, В и С).