

Аспиратор Medist MEVACS M90

ФСЗ 2010/07693

вакуум 92.4 кПа, объем 8 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	92.4 кПа
Объем контейнера	8 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

MEVACS M90 представляет собой медицинский аспиратор с высоким уровнем вакуума. Используется во всех видах хирургии и при липосакции. Безмасляный вакуумный насос гарантирует длительную не требующую ухода эксплуатацию. Простое обслуживание. Имеется встроенный вакуумметр и регулятор вакуума. Присутствуют автоклавные поликарбонатные сосуды для секретов объемом 2 л и 4 л и четырехкратная система защиты от переполнения: запасная емкость с предохранительным клапаном и предохранительный клапан в крышке емкости.