

Аспиратор-ирригатор Medist MEVACS S30/30

ФСЗ 2010/07693

вакуум 120 кПа, объем 1 / 2 / 4 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

MEDIST s.r.o., Словакия



Характеристики

Вакуум	120 кПа
Объем контейнера	1 / 2 / 4 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Mevacs S30/30 может работать и на отсасывание, и на нагнетание. Емкости для секрета выполнены из поликарбоната. Это небьющийся материал, который можно подвергать специальной обработке в автоклаве. В базовый комплект поставки входит двухлитровый сосуд, дополнительные емкости добавляются в рамках дооснащения. Также предлагаются мешки для секрета, шланги и насадки различных размеров, чашки и корзины для тележки и прочее.