

Отсасыватель Ферропласт ОХ-10-Я-ФП-01

ФСР 2010/09606

вакуум 75 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.

Ферропласт Медикал ООО, Россия



Характеристики

Вакуум	75 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

ОХ-10-«Я-ФП»-01 применяется в больницах, в машинах для транспортировки пациента в больницу, а также в домашних условиях. Данная модель со имеет встроенный источник питания это позволяет использование отсасыватель в самолётах. Аспиратор работает от сети переменного тока 220 ± 22 В, частотой 50 Гц.