

Отсасыватель Иммедтех ОХВЗ-01-ДУБНА

ФСР 2010/07972

вакуум 71 кПа, объем 3 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

НПФ ИММЕДТЕХ ООО, Россия



Характеристики

Вакуум	71 кПа
Объем контейнера	3 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

ОХВ 3-01 ДУБНА предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время операции, для отсасывания секрета из дыхательных путей при наркозе, дыхательных параличах, при отсутствии кашлевого рефлекса, для прерывания беременности в клинических условиях путем удаления содержимого матки, а также отсасыватель может быть использован в качестве источника вакуума при молокоотсосе, перекачке, вакуумэкстракции в клиниках и больницах.