

Отсасыватель ОХ-8/40 Элема-Н

ФСР 2012/13865

вакуум 95 кПа, объем 1 л, контейнеры 2 шт.

Элема-Н ООО, Россия



Характеристики

Вакуум	95 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	2 шт.

Описание

Элема-Н УГ1 (ОХ-8/40) - передвижная, используемая для выполнения хирургических вмешательств и операций по прерыванию беременности проводящихся с помощью лазера и ЭХВЧ, гинекологическая установка, широко используется в акушерстве и гинекологии.

Особенности:

- наличие блока аппарата для прерывания беременности и блока дымоотсасывателя с боковыми шинами для установки дополнительных принадлежностей и сменным фильтром для удаления дыма;
- наконечник для блока дымоотсасывателя на гинекологическое зеркало;
- модуль для компактной установки лазера, ЭХВЧ, и иного необходимого инструментария;
- навесная емкость для дренажей;
- набор шлангов для аспирации;
- кронштейн для установки монитора, с возможностью регулировки;
- ручка-держатель наконечника аспирационного РДНА;
- возможность комплектации дополнительной аппаратурой, такой как кольпоскоп, УФ- камера, одноразовые и многоразовые аспирационные наконечники для блока АПБ.