

Отсасыватель медицинский Висма-Планар В-40

ФСЗ 2012/12851

вакуум 80 кПа

Висма-Планар НП ООО, Беларусь



Характеристики

Вакуум

80 кПа

Описание

Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с небольшим объемом аспирации. Надежный, не требующий обслуживания мембранный насос. Электропитание - 230 В, 50 Гц.