

Отсасыватель медицинский Висма-Планар В-40А

ФСЗ 2012/12851

Висма-Планар НП ООО, Беларусь



Описание

Отсасыватель медицинский В-40А прошел клинические испытания и рекомендован к применению для очистки раневой поверхности в абдоминальной и сосудистой хирургии, гнойной хирургии мягких тканей, туловища и конечностей. Рекомендован к применению при активной лапаростомии у больных распространенным гнойным перитонитом для аспирации жидкости из брюшной полости с использованием устройства для активной аспирации жидкости из брюшной полости. Надежный, не требующий обслуживания мембранный насос. Электропитание - 230 В, 50 Гц.