

Отсасыватель медицинский Висма-Планар В-80А

ФСЗ 2012/12851

вакуум 95 кПа

Висма-Планар НП ООО, Беларусь



Характеристики

Вакуум

95 кПа

Описание

Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей пациентов, а также длительного отсасывания жидкостей и газов из плевральной полости (дренаж). Рекомендуется для использования при хирургических операциях с большим объемом аспирации, вакуум-аспирации, миниаборт, а также в качестве дренажного отсасывателя. Дренажный режим с низким уровнем шума. Автоматическое поддержание заданного вакуума. Управление с пульта и при помощи педали дистанционного включения-выключения. Электропитание - 230 В, 50 Гц.