

Пахиметр ручной SP-100

РЗН 2016/4037

пахиметр, внутриглазное давление

Tomey Corporation, Япония



Характеристики

Вид	пахиметр
Измерения	внутриглазное давление

Описание

Прибор автоматически вычисляет ВГД по запрограммированной Вами формуле и выдает результаты внутриглазного давления с учетом поправки на различную толщину роговицы, которая значительно влияет на результаты измерения. Система выводит на экран среднее значение 8 измерений. Каждое измерение уже является средним значением 20 исследований. Аккумуляторные батареи с AC/DC адаптером могут находиться в режиме ожидания до 6 часов.