

Пакет бумажный «Клинипак» для медицинской воздушной и паровой стерилизации

ФСР 2009/06183

пакет, плоский, самозапечатывающийся

МК ВИТА-ПУЛ ООО, Россия



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Самозапечатывающийся	Да

Описание

Пакеты КЛИНИПАК® изготовлены из влагостойкой медицинской крафт-бумаги белого или коричневого цвета (на выбор) плотностью 70 г/м², имеют термоклеевые боковые швы и защищенный клеевой клапан. Предназначены для стерилизации медицинских инструментов и ИМН суховоздушным (160-180°C) или паровым (121-134°C) методами.