

Пакеты для стерилизации ПСНВ-Стеримаг

РЗН 2019/8832

пакет, плоский, самозапечатывающийся, ПАР / ВОЗД /
ЭО / ФОРМ / РАД, стерильность 5 лет, размеры 30-
1000×30-1000 мм, бумага и пленка

Мегатехника ООО, Россия



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Самозапечатывающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ / РАД
Срок стерильности	5 лет
Размеры	30-1000×30-1000 мм
Материал	бумага и пленка

Описание

ПСНВ-Стеримаг – пакет комбинированный самоклеящийся. Упаковка сочетает в себе достоинства нетканого материала и комбинированного пакета: она универсальна, прочна, удобна в применении и позволяет видеть содержимое пакета.

Размеры:

- ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм
- длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм