

Пакеты для стерилизации ПБСП-Стеримаг

РЗН 2019/8832

пакет, плоский, термосвариваемый,
самозапечатающийся, ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ /
РАД, стерильность 5 лет, размеры 30-1000×30-1000
мм, влагопрочная бумага

Мегатехника ООО, Россия



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Самозапечатающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ / РАД
Срок стерильности	5 лет
Размеры	30-1000×30-1000 мм
Материал	влагопрочная бумага

Описание

ПБСП-Стеримаг – самоклеящиеся пакеты для стерилизации из влагопрочной белой бумаги.

Размеры:

- ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм
- длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

Срок стерильности: 5 лет