

Пакеты для стерилизации Клинипак комбинированные со складкой

ФСР 2011/12874

пакет, со складкой, термосвариваемый, ПАР / ЭО /
ФОРМ / РАД, стерильность 5 лет, размеры 75-
250×250-600 мм, бумага и пленка

КЛИНИПАК ООО, Россия



Характеристики

Вид	пакет
Форма	со складкой
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ / РАД
Срок стерильности	5 лет
Размеры	75-250×250-600 мм
Материал	бумага и пленка

Описание

Пакеты для стерилизации Клинипак комбинированные со складкой являются комбинированной упаковкой для стерилизации, состоящей из многослойной полимерной пленки голубого цвета (прозрачная сторона) и специальной влагостойкой медицинской бумаги белого цвета (непрозрачная сторона). По бокам пакетов расположены складки для придания дополнительного объема.

Назначение

Готовые к применению пакеты со складкой Клинипак предназначены для упаковывания с целью последующей стерилизации инструментов и медицинских изделий как по отдельности, так и комплектами (наборами, в том числе в лотках). Стерилизация осуществляется паровым, газовым (этиленоксид, формальдегид) и радиационным методами. Запечатывание пакетов плоских осуществляется с помощью термосваривающего аппарата.

Срок стерильности: 5 лет

Срок годности: 5 лет

☐Простерилизованные пакеты Клинипак вскрываются идеально чисто, без отслаивания ворсинок, что не нарушает стерильность вложения при вскрытии

- Термошов, состоящий из трех параллельных направляющих, обеспечивает упаковке необходимую прочность
- Уголки пакетов дополнительно запаяны для предотвращения скопления в них пыли
- Прозрачная пленка позволяет легко идентифицировать вложение
- Все надписи нанесены вне зоны укладки инструмента
- При запаивании цвет пленки под швом становится темнее, что позволяет визуально контролировать качество запечатывания
- Вырезы под пальцы облегчают вскрытие пакета