

Пакеты для стерилизации Клинипак комбинированные
самозаклеивающиеся

ФСР 2011/12874

пакет, плоский, самозапечатывающийся, ПАР / ЭО /
ФОРМ / РАД, стерильность 5 лет, размеры 60-
300×100-600 мм, бумага и пленка

КЛИНИПАК ООО, Россия



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Самозапечатывающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ / РАД
Срок стерильности	5 лет
Размеры	60-300×100-600 мм
Материал	бумага и пленка

Описание

Пакеты для стерилизации Клинипак комбинированные самозаклеивающиеся являются комбинированной упаковкой для стерилизации, состоящей из многослойной полимерной пленки голубого цвета (прозрачная сторона) и специальной влагостойкой медицинской бумаги белого цвета (непрозрачная сторона).

На выступающий клапан пакета нанесен адгезивный материал, защищенный бумажной полоской желтого цвета, предотвращающей высыхание клея.

Назначение

Готовые к применению пакеты плоские самозапечатывающиеся Клинипак предназначены для упаковывания с целью последующей стерилизации небольших по толщине инструментов и медицинских изделий. Стерилизация осуществляется паровым, газовым (этиленоксид, формальдегид) и радиационным методами. Запечатывание пакетов плоских осуществляется вручную.

Срок стерильности: 5 лет

Срок годности: 5 лет

- ☐ Простерилизованные пакеты Клинипак вскрываются идеально чисто, без отслаивания ворсинок, что не нарушает стерильность вложения при вскрытии
- ☐ Термошов, состоящий из трех параллельных направляющих, обеспечивает упаковке необходимую прочность
- ☐ Уголки пакетов дополнительно запаяны для предотвращения скопления в них пыли
- ☐ Прозрачная пленка позволяет легко идентифицировать вложение
- ☐ Все надписи нанесены вне зоны укладки инструмента
- ☐ Вырезы под пальцы облегчают вскрытие пакета