

Пакеты для стерилизации PMS Steripack плоские

ФСЗ 2009/04351

пакет, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО / ФОРМ,
размеры 50-420×200-600 мм, медицинская бумага и
пленка

PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi, Турция



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Размеры	50-420×200-600 мм
Материал	медицинская бумага и пленка

Описание

Пакеты для стерилизации PMS Steripack плоские – термосвариваемые стерилизационные рулоны в качестве упаковочного материала для стерилизации, обеспечивают надежную защиту медицинского устройства от загрязнения бактериями со времени стерилизации до использования стерильного медицинского устройства. Широкий диапазон стандартных размеров позволяют оптимально выбирать упаковку правильного размера для каждого предмета.

Материал: прозрачная многослойная пленка сополимера PET / PP и бумага медицинского назначения

- ☐ Усиленная пленка во избежание разрыва во время открытия
- ☐ Превосходный барьер с медицинской бумагой 60 г/м² или 70 г/м²
- ☐ Понятное и точное изменение цвета индикатора
- ☐ Отсутствие разрывов, волокон и гарантия стерильности
- ☐ Тройное уплотнение для более высокой целостности упаковки
- ☐ Индикатор для формальдегида доступен по запросу

Ширина	Длина
50 мм	250 мм
75 мм	200 мм / 250 мм / 300 мм / 350 мм / 400 мм
100 мм	200 мм / 250 мм / 300 мм / 350 мм / 400 мм / 500 мм / 600 мм
120 мм	300 мм
150 мм	200 мм / 250 мм / 300 мм / 350 мм / 400 мм / 500 мм
200 мм	400 мм / 600 мм
210 мм	280 мм / 350 мм / 420 мм
250 мм	350 мм / 400 мм / 450 мм / 500 мм
280 мм	350 мм / 400 мм / 500 мм
300 мм	400 мм / 450 мм / 500 мм / 600 мм
320 мм	500 мм
350 мм	500 мм
360 мм	600 мм
400 мм	600 мм
420 мм	500 мм / 550 мм / 600 мм