

Пакеты для стерилизации PMS Steripack Tyvek

ФСЗ 2009/04351

пакет, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО / ПЕР /
ФОРМ / РАД, размеры 50-250×200-450 мм, Tyvek

PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi, Турция



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ПЕР / ФОРМ / РАД
Размеры	50-250×200-450 мм
Материал	Tyvek

Описание

Пакеты для стерилизации PMS Steripack Tyvek изготовлены из материала Тайвек. Обладают высокой прочностью, долговечностью и сопротивлением разрыву. Применяются для стерилизации этиленоксидом, радиацией, перекисью водорода в газовой плазме.

Материал: Tyvek

- ☐Превосходные микробные барьерные свойства
- ☐Легкая очистка и гарантия стерильности
- ☐Широкий диапазон температур запаивания
- ☐Легкое сваривание на термосварочных машинах
- ☐Понятное и точное изменение цвета индикатора

Кат. №	Размеры	В упаковке
ТР 0520	50×200 мм	1000 шт.
ТР 7520	75×200 мм	1000 шт.
ТР 1028	100×280 мм	1000 шт.
ТР 1530	150×300 мм	1000 шт.
ТР 2040	200×400 мм	1000 шт.
ТР 2545	250×450 мм	750 шт.