


Пакеты для стерилизации PMS Steripack плоские
самозапечатывающиеся

ФСЗ 2009/04351

пакет, плоский, самозапечатывающийся, ПАР / ЭО /
ФОРМ, размеры 60-400×100-600 мм, медицинская
бумага и пленка

PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi, Турция



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Самозапечатывающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Размеры	60-400×100-600 мм
Материал	медицинская бумага и пленка

Описание

Пакеты для стерилизации PMS Steripack плоские самозапечатывающиеся предварительно сфальцованы и обеспечивают точное и быстрое закрытие без необходимости использования термосваривающего устройства. Подходят для использования в небольших общих практиках, стоматологических кабинетах и для пользователей, которые хотят избежать затрат на дополнительное термосваривающее оборудование.

Материал: прозрачная многослойная пленка сополимера PET / PP и бумага медицинского назначения

- ☐ Усиленная пленка во избежание разрыва во время открытия
- ☐ Превосходный барьер с медицинской бумагой 60 г/м² или 70 г/м²
- ☐ Понятное и точное изменение цвета индикатора
- ☐ Отсутствие разрывов, волокон и гарантия стерильности
- ☐ Тройное уплотнение для более высокой целостности упаковки
- ☐ Индикатор для формальдегида доступен по запросу

Ширина	Длина
60 мм	100 мм
75 мм	200 мм / 250 мм
90 мм	150 мм / 190 мм / 230 мм / 270 мм
100 мм	360 мм
110 мм	280 мм
130 мм	250 мм / 290 мм / 360 мм
150 мм	300 мм / 400 мм
190 мм	340 мм / 370 мм
200 мм	330 мм / 420 мм
300 мм	400 мм / 430 мм
400 мм	600 мм