

Пакеты для стерилизации ПБТСП-Стеримаг

РЗН 2019/8832

пакет, плоский, термосвариваемый,
самозапечатающийся, ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ /
РАД, стерильность 5 лет, размеры 50-300×150-450
мм, влагопрочная бумага

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Самозапечатающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ / РАД
Срок стерильности	5 лет
Размеры	50-300×150-450 мм
Материал	влагопрочная бумага

Описание

ПБТСП-Стеримаг – самоклеящиеся / термозапечатаваемые пакеты для стерилизации из влагопрочной белой бумаги.

Срок стерильности: 5 лет
Размеры: 50-300×150-450 мм