

Пакеты для стерилизации Винар СтериТ Tyvek плоские

РЗН 2013/17

пакет, плоский, термосвариваемый, ПЕР,
стерильность 1 год, размеры 30-800×40-1000 мм,
Tyvek

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПЕР
Срок стерильности	1 год
Размеры	30-800×40-1000 мм
Материал	Tyvek

Описание

Плоские пакеты для стерилизации СтериТ Tyvek предназначены для стерилизации с использованием паров перекиси водорода. Легко проницаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.

Материал: Tyvek и прозрачная многослойная пленки

- ☐ На внешней стороне пакетов нанесен индикаторов 1 класса, позволяющий отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных
- ☐ Широкий диапазон типоразмеров
- ☐ Срок сохранения стерильности – 1 год
- ☐ Гарантийный срок годности – 5 лет