

Пакеты для стерилизации Винар СтериТ комбинированные самоклеящиеся

РЗН 2013/19

пакет, плоский, самозапечатающийся, ПАР / ВОЗД /
ЭО / ФОРМ / РАД, размеры 30-800×40-1000 мм,
комбинированный материал

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Самозапечатающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ / РАД
Размеры	30-800×40-1000 мм
Материал	комбинированный материал

Описание

Пакеты для стерилизации Винар СтериТ комбинированные самоклеящиеся для паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации легко проникаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.

- ☐ Соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-2011, EN 868
- ☐ На бумажной стороне пакета нанесены индикаторы 1 класса (ПАР, ФОРМ, ЭО), позволяющие отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных
- ☐ Широкий диапазон типоразмеров
- ☐ Срок сохранения стерильности – до 5 лет
- ☐ Гарантийный срок годности – 5 лет