

Пакеты для стерилизации Винар Стерит ПС-ВЗ-1

РЗН 2013/18

пакет, плоский, самозапечатывающийся, ПАР / ВОЗД /
ЭО / ФОРМ / РАД, размеры 30-800×40-1000 мм,
владопрочная бумага

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Вид	пакет
Форма	плоский
Самозапечатывающийся	Да
Стерилизация	ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ / РАД
Размеры	30-800×40-1000 мм
Материал	владопрочная бумага

Описание

Стерит ПС-ВЗ-1 – пакеты для стерилизации из владопрочной бумаги.

Стерилизация: паровая, воздушная, пароформальдегидная, этиленоксидная и радиационная

Срок хранения стерильности: до 36 месяцев

- ☐ Самоклеящиеся
- ☐ Легко проникаемы для соответствующих стерилизующих агентов
- ☐ На внешней стороне пакета нанесён индикатор 1 класса, позволяющий отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных
- ☐ В закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов
- ☐ Сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом
- ☐ Не требуют дополнительного оборудования для герметичного запаивания
- ☐ Соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-2011, EN 868
- ☐ Гарантийный срок годности – 5 лет