

Палочки ватные классические стерильные для однократного применения

изготовлено по ГОСТ, круглая коробка 100 шт. /
круглая коробка 200 шт. / прямоугольная коробка 200
шт. / упаковка по 0.5 кг, стерильные

МЕДВАТФАРМ СООО, Беларусь



Характеристики

Изготовлено по ГОСТ	Да
Фасовка	круглая коробка 100 шт. / круглая коробка 200 шт. / прямоугольная коробка 200 шт. / упаковка по 0.5 кг
Стерильно	Да

Дополнительные характеристики

Ватная палочка состоит из ватной головки сделанной из ваты медицинской гигроскопической, которая соответствует требованиям ГОСТ 5556-81, по технологии отбеливания без хлора, палочки изготовленной из гибкого полипропилена, которая не ломается и исключает нанесение травмы. Ватная головка крепится к палочке термоспособом, который является экологически чистым методом, и гарантирует её надёжную фиксацию.