


Панель для культур крови BioFire FilmArray® BCID Panel

РЗН 2019/9135

для выделения, ДНК

BioFire Diagnostics, США



Характеристики

Назначение	для выделения
Выделение	ДНК
Комплектация	- набор - 6 шт. / 30 шт.

Дополнительные характеристики

Панель для культур крови FilmArray® BCID Panel - диагностическая панель для детекции патогенов в культурах крови в течение 65 минут в автоматическом режиме.

Каталожный номер: RFIT-ASY-0127/RFIT-ASY-0126.

Материал панели: пластик .

Содержимое карты:лиофиллизированные реагенты .

Объем исследуемого образца:культура крови из положительного флакона (100 мкл).

FilmArray® BCID Panel - панели для автоматической детекции клинически значимых бактерий и грибов и генов устойчивости к АМП только на анализаторах серии FilmArray® 2.0 и FilmArray® Torch. Панели предназначены для однократного применения.

Фасовка: 6 шт. /30 шт. панелей в индивидуальной алюминиевой упаковке-тубусе.