

Панель гастроэнтеральная BioFire FilmArray Gastrointestinal (GI) Panel

РЗН 2019/9135
для выделения, ДНК
BioFire Diagnostics, США



Характеристики

Назначение	для выделения
Выделение	ДНК
Комплектация	- набор - 6 шт. / 30 шт.

Дополнительные характеристики

Панель гастроэнтеральная FilmArray® BCID Panel - диагностическая гастроэнтеральная панель для детекции патогенов в течение 65 минут в автоматическом режиме.

- Каталожный номер:** RFIT-ASY-0104 / RFIT-ASY-0116.
- Материал панели:** пластик.
- Содержимое карты:**лиофиллизированные реагенты .
- Объем исследуемого образца:** образец стула в транспортной среде Кэри- Блэйра (Cary - Blair)(200 мкл).
- FilmArray® Gastrointestinal (GI) Panel** - панели для автоматической детекции клинически значимых бактерий, вирусов и паразитов только на анализаторах серии FilmArray® 2.0 и FilmArray® Torch. Панели предназначены для однократного применения.
- Фасовка:** 6 шт. /30 шт. панелей в индивидуальной алюминиевой упаковке-тубусе.