


Панель менингит/энцефалитная BioFire FilmArray  
Meningitis/Encephalitis Panel

РЗН 2019/9135  
для выделения, ДНК  
BioFire Diagnostics, США



Характеристики

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Назначение   | для выделения            |
| Выделение    | ДНК                      |
| Комплектация | - набор - 6 шт. / 30 шт. |

Дополнительные характеристики

**Панель менингит/энцефалитная FilmArray® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel** - диагностическая менингит/энцефалитная панель для детекции патогенов в течение 65 минут в автоматическом режиме.

**Каталожный номер:** RFIT-ASY-0119/RFIT-ASY-0118.

**Материал панели:** пластик.

**Содержимое карты:**лиофилизированные реагенты.

**Объем исследуемого образца:** спинно-мозговая жидкость (200 мкл)

**Панель менингит/энцефалитная FilmArray® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel** - панели для автоматической детекции клинически значимых при менингитах и энцефалитах вирусов, бактерий и грибов только на анализаторах серии FilmArray® 2.0 и FilmArray® Torch. Панели предназначены для однократного применения.

**Фасовка:** 6 шт. / 30 шт. панелей в индивидуальной алюминиевой упаковке-тубусе.