

Панель респираторная BioFire FilmArray Respiratory Panel 2 Plus

РЗН 2019/9135

для выделения, ДНК

BioFire Diagnostics, США



Характеристики

Назначение	для выделения
Выделение	ДНК
Комплектация	- набор - 6 шт. / 30 шт.

Дополнительные характеристики

Панель респираторная FilmArray® Respiratory Panel 2 Plus - диагностическая панель для детекции респираторных патогенов верхних дыхательных путей в течение 45 минут в автоматическом режиме.

Каталожный номер: RFIT-ASY-0136/RFIT-ASY-0137.

Материал панели: пластик.

Содержимое карты:лиофилизированные реагенты .

Объем исследуемого образца: назофаренгальный образец в транспортной среде (300 мкл).

FilmArray® Respiratory Panel 2 plus - панели для автоматической детекции клинически значимых вирусов и бактерий только на анализаторах серии FilmArray® 2.0 и FilmArray® Torch. Отличается от стандартной респираторной панели наличием MERS-CoV. Панели предназначены для однократного применения.

Фасовка: 6 шт. /30 шт. панелей в индивидуальной алюминиевой упаковке-тубусе.