


Панель пневмонийная BioFire FilmArray Pneumonia Panel Plus

РЗН 2019/9135
для выделения, ДНК
BioFire Diagnostics, США



Характеристики

Назначение	для выделения
Выделение	ДНК
Комплектация	- набор - 6 шт. / 30 шт.

Дополнительные характеристики

Панель пневмонийная FilmArray® Pneumonia Panel Plus (Pneumoplus) (6 шт./набор) - диагностическая пневмонийная панель для детекции патогенов в течение 65 минут в автоматическом режиме .

Каталожный номер: RFIT-ASY-0142/RFIT-ASY-0143.

Материал панели: пластик.

Содержимое карты:лиофилизированные реагенты.

Объем исследуемого образца: мокрота-подобные образцы (индуцированная или отхаркиваемая мокрота, или эндотрахеальные аспираты) или образцы, полученные при проведении бронхоальвеолярного лаважа.

Панель менингит/энцефалитная FilmArray® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel - панели для автоматической детекции клинически значимых при пневмониях и инфекциях нижних дыхательных путей вирусов, бактерий и генов устойчивости к АМП на анализаторах серии FilmArray® 2.0 и FilmArray® Torch. Панели предназначены для однократного применения.

Фасовка: 6 шт. / 30 шт. панелей в индивидуальной алюминиевой упаковке-тубусе.