

Пеленки впитывающие LINO

впитывающие, нестерильные, размеры 60×60 см / 60×90 см, в упаковке 10 шт.

МедЛен ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	впитывающие
Стерильность	нестерильные
Размеры	60×60 см / 60×90 см
В упаковке	10 шт.

Дополнительные характеристики

Пеленки впитывающие LINO используются для защиты поверхности от мокрых загрязнений при уходе за людьми, в том числе детьми.

Размеры: 60×60 см / 60×90 см

В упаковке: 10 шт.

Характеристики:

- Мягкое, воздухопроницаемое нетканое полотно быстро впитывает и равномерно распределяет жидкость.
- Внутренний наполнитель – целлюлоза – надежно удерживает жидкость внутри изделия, не давая распространиться по всей поверхности.
- Внешний слой сделан из «дышащей» пленки, которая защищает от опрелостей при длительном контакте кожи с изделием, не скользит и препятствует протеканию.
- Не содержат ароматизаторов и красителей.